

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Салфетки бумажные для ухода за проктологическими больными «Проктостатикс»

Назначение

Салфетки бумажные для ухода за проктологическими больными «Проктостатикс» предназначены для обработки анальной области после дефекации при различных видах неосложненного геморроя. Изделие, применяется для облегчения состояния и в целях профилактики геморроя.

Условия применения

Салфетки применяются для личной гигиены и предназначены для использования в амбулаторных условиях.

Область применения

Колопроктология.

Основные технические характеристики

Салфетки изготавливаются из 100% целлюлозы.

Салфетки изготавливают двуслойными, с перфорацией, теснением, белого цвета, с пропиткой лекарственными средствами (анестезин, новокаин, ментол).

Размер салфетки: ширина ($11,5 \pm 1,0$) см x длина ($25,0 \pm 1,0$) см.

Общая длина рулона ($10,25 \pm 1,25$) м.

Один рулон содержит - 41 ± 5 салфеток.

Масса салфеток, г – $50,0 \pm 5,0$.

Разрушающее усилие в среднем по двум направлениям Н (кгс) не менее в сухом состоянии - 1,5-2,5

Впитываемость капиллярная в продольном направлении за 10 мин, мм, не менее - 85

pH водной вытяжки - от 6,0 до 7,0

Влажность, %, не более - 8,0

Содержание анестезина (бензокаина) в 100 гр. изделия, не менее $0,9 \pm 0,1$ г

Содержание новокаина (прокаина) в 100 гр. изделия, не менее $0,9 \pm 0,1$ г

Содержание ментола (левоментола) в 100 гр. изделия, не менее $1,6 \pm 0,1$ г

Противопоказания к применению

- повышенная чувствительность к компонентам салфетки;
- ущемление геморроидального узла, выраженное выпадение геморроидальных узлов или выпадение слизистой оболочки прямой кишки;
- геморроидальное кровотечение;
- детский возраст до 14 лет;
- с осторожностью применять при беременности, в период лактации.

Возможные побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- Салфетки -1 рулон, имеющий индивидуальную упаковку;
- Этикетка (инструкция) - 1 шт.;
- Упаковка - 1 шт.

Способ применения

- провести визуальный контроль упаковки (целостность упаковки, соответствие маркировки, срок годности);
 - вскрыть упаковку;
 - взять необходимое количество салфеток;
 - обработать (вытирание, промокание) анальную область;
 - взять чистую салфетку и прижать на 30 – 60 секунд к заднему проходу.
- Салфетки использовать по мере необходимости.

Правила хранения и использования

Салфетки в рулонах в упаковке должны храниться в складских помещениях, на стеллажах в защищенном от света месте в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Салфетки в рулонах в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах в условиях хранения 2 (С) по ГОСТ 15150 в закрытых помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, на поддонах.

Транспортирование и хранение

Изделие, в транспортной таре предприятия-производителя, должно транспортироваться любым закрытым видом транспорта в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта при соблюдении температурного режима от +5°С до +25°С.

Хранить в упаковке производителя, в закрытых помещениях при температуре +5° до +25°С.

Не допускать хранение изделия под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи отопительных приборов. Хранить в местах, недоступных для детей.

Хранение в упаковке 3 года с даты изготовления.

Хранение в открытом виде 6 месяцев.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие салфеток всем требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения на весь гарантийный срок.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты вскрытия упаковки.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Утилизация

Использованные изделия и изделия с истекшим сроком следует утилизировать в контейнеры с бытовым мусором.

Использованные изделия относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО «РИММ ЛАБОРАТОРИЯ»,
170003, Россия, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.93, корп. 1

Адрес места производства медицинского изделия:

ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»,
170024, Россия, г. Тверь, Старицкое шоссе, 2

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

тел. +7(4826)35-41-19